


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MyClean® DS OA Flowpack Desinfektionstücher ohne Alkohol

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher
- Größe: 28 x 30 cm
- Tränkflüssigkeit: MyClean® DS OA ist DGMH/VAH-gelistet
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren)
- Wirksam gegen SV40-Viren
- Gute Reinigungsleistung
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelle Trocknung
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas



Anwendung:

MyClean® DS OA Flowpack alkoholfreie Desinfektionstücher, vorge-tränkt mit MyClean® DS OA Schnelldesinfektion ohne Alkohol. Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinisches Inventar. Insbesondere für empfindliche Oberflächen wie Acrylglas geeignet. Die Tücher sind aus Biocell hergestellt und zu 100 % biologisch abbaubar. Z-Faltung.

Ausführung:

MyClean® DS OA Flowpack

Artikelbeschreibung	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr.	EAN	PZN	Pack./VE
Desinfektionstücher ohne Alkohol	28 x 30 cm	48 Blatt	79664	4046153122387	11887207	10

Einwirkzeiten:

Bakterizid, levurozid gemäß Gutachten nach DGHM/VAH sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40-Viren	konzentriert - 1 Minute
---	-------------------------

Qualitätssicherung:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit:

2 Jahre

Standzeit:

Maximal 28 Tage (fertige Gebrauchslösung)

Symbole:



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-OA-Flowpack-20181024